


Kaninchen-Anti-Maus-Cd209B/Dc-Signr1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8Cj91

Artikelnummer: CM0009727



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD209b/DC-SIGNR1, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung zur Biologie dendritischer Zellen, zur Pathogenerkennung und zu Untersuchungen von Immunrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD209b/DC-SIGNR1-mAb
Bemerkungen/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	30835
GeneID	69165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 76-325 des Maus-CD209b/DC-SIGNR1 (NP_081248.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8Cj91
Proteingewicht	16 kDa/33 kDa/36 kDa/37 kDa
Versand	Kühlakku