

Kaninchen Anti-Maus Cd21/Cd35 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P19070

Artikelnummer: CM0011772

Einführung

Kaninchen Anti-Maus CD21/CD35 monoklonaler Antikörper validiert für Durchflusszytometrie. Dieser Antikörper ist spezifisch für Maus CD21/CD35 (CR1/CR2) und unterstützt Studien zu B-Zell-Komplementrezeptoren, einschließlich B-Zell-Aktivierung und IgE-Regulation. SWISS: P19070.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD21/CD35 mAb
Anmerkungen/Alias	Cr1, C3DR, CD21, CD35, Cr-1, Cr-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	1380
Gen-ID	12902
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-274 von Maus CD21/CD35 entspricht (NP_031784.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P19070
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel