

Kaninchen Anti-Maus Cd22 Monoklonaler Antikörper Für If-P Und Fc - P35329

Artikelnummer: CM0011893

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD22 (Siglec-2) gerichtet ist. Validiert für Immunfluoreszenz (IF-P) und Durchflusszytometrie (FC) an Maus-B-Zellen. Ideal für die B-Zell-Biologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD22 mAb
Bemerkungen/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	933
Gen-ID (Maus)	12483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-151 von Maus-CD22 (NP_033975.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteingewicht	89kDa / 93kDa / 97kDa
Versand	Eisbeutel