

Kaninchen Anti-Maus Cd22 Monoklonaler Antikörper Für If-P Und Fc - P35329

Artikelnummer: CM0008662

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD22. Validiert für Immunfluoreszenz (IF-P) und Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für Studien der B-Zell-Biologie zu Differenzierung, Antigenpräsentation und Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD22 mAk
Bemerkungen/Alias	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	933
GeneID	12483
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-151 von Maus CD22 (NP_033975.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P35329
Proteingewicht	89kDa/93kDa/97kDa
Versand	Eisbeutel