


Kaninchen Anti-Maus Cd226/Dnam-1 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q8K4F0

Artikelnummer: CM0004997



Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, spezifisch für Maus CD226/DNAM-1 (SWISS Q8K4F0), validiert für Durchflusszytometrie. CD226 ist ein kostimulatorischer Rezeptor auf NK-Zellen und CTLs, der die Zytotoxizität gegen infizierte oder Tumorzellen verstärkt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD226/DNAM-1 mAk
Bemerkungen/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	10666
Gen-ID (Maus)	225825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-254 von Maus CD226/DNAM-1 (NP_848802.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8K4F0
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel