


Kaninchen Anti-Maus Cd226/Dnam-1 Monoklonaler Antikörper () Für Durchflusszytometrie - Q8K4F0

Artikelnummer: CM0008532



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD226/DNAM-1. Validiert für die Durchflusszytometrie zur Untersuchung von Immunzelladhäsion, NK- und CTL-Zytotoxizität sowie Lymphozytensignalisierung. Reagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD226/DNAM-1 mAk
Anmerkungen/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	10666
Gen-ID	225825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-254 von Maus-CD226/DNAM-1 (NP_848802.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8K4F0
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel