

## Kaninchen Anti-Maus Cd23 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20693

Artikelnummer: CM0008573

### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD23 (FceRII), validiert für die Durchflusszytometrie. Niedrigaffiner IgE-Rezeptor, der an der B-Zelldifferenzierung und IgE-Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Maus CD23 mAk                                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42                                                                                                                         |
| Spezies           | Maus                                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 2208                                                                                                                                             |
| Gen-ID (Maus)     | 14128                                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-331 von Maus-CD23 (NP_038545.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                                             |
| SWISS             | P20693                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 37 kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                        |