

Kaninchen-Anti-Maus-Cd23-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P20693

Artikelnummer: CM0010709

Einführung

Entdecken Sie diesen mit konjugierten monoklonalen Kaninchenantikörper gegen Maus-CD23 (IgE-Rezeptor mit niedriger Affinität, FcεR2). Für die Durchflusszytometrie validiert, ideal für die Erforschung der B-Zell-Differenzierung und der IgE-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD23-mAk
Bezeichnungen/Aliase	CD23; Fcε2; FcεR2; Ly-42
Art	Maus
GeneID (Mensch)	2208
GeneID	14128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-331 von Maus-CD23 (NP_038545.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20693
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku