

Kaninchen Anti-Maus Cd23 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P20693

Artikelnummer: CM0006168

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD23 (Fcer2) monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den niedrigaffinen IgE-Rezeptor, der an der IgE-Regulation, B-Zell-Differenzierung und Makrophagenaktivierung beteiligt ist. Ideal für die Allergie- und Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD23 mAb
Bemerkungen/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Spezies	Maus
GeneID (Human)	2208
GeneID	14128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-331 von Maus-CD23 (NP_038545.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20693
Proteingewicht	37KDa
Versand	Eistasche