

Kaninchen Anti-Maus Cd24 Mak Für Durchflusszytometrie - P24807

Artikelnummer: CM0005224

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD24 monoklonaler Antikörper für die durchflusszytometrische Detektion von Maus-CD24. Validierte Spezies-Reaktivität: Maus. Ideal für die Immunzell-Profilierung und die Erforschung von Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD24 mAk
Bemerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nectadrin
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	100133941
GenID	12484
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel