

Kaninchen Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P24807

Artikelnummer: CM0010387

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD24 (HSA, Ly-52, Nectadrin) für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-CD24. Geeignet für Studien zur Differenzierung und Aktivierung von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD24 mAk
Bemerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nectadrin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	100133941
Gen-ID (Maus)	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8kDa
Versand	Eisbeutel