

Kaninchen Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper Für If/Fc - P24807

Artikelnummer: CM0008668

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD24, validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Zuverlässiges Werkzeug für die Immunzellforschung im Zusammenhang mit B-Zell-Aktivierung und Thymozytenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD24 mAb
Alias	HSA, Cd24, Ly-52, Nektadrin
Speziesreaktivität	Maus
Humane Gen-ID	100133941
Maus-Gen-ID	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Antikörpertyp	Monoklonale Antikörper
Anwendungen	IF/ICC, IF-P, FC
Kreuzreaktivität	Maus
UniProt-Accession	P24807
Vorhergesagtes Molekulargewicht	8 kDa
Versandbedingung	Eisbeutel