

Kaninchen Anti-Maus Cd24 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P24807

Artikelnummer: CM0005690

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD24 für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). CD24 ist ein GPI-verankertes Zelloberflächen-Glykoprotein, das an der Zelldifferenzierung, der Thymozytenentwicklung, der B-Zell-Aktivierung und Autoimmunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD24 mAb
Anmerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nectadrin
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	100133941
GeneID	12484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 entspricht (NP_033976.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel