

Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01590

Artikelnummer: CM0008519

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD25 (IL-2-Rezeptor alpha). Reagiert spezifisch mit Maus-CD25. Validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen in der Immunologie und regulatorischen T-Zell-Forschung, geeignet für die Untersuchung von Mechanismen der Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD25 mAb
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3559
Gen-ID	16184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	30KDa
Versand	Eisbeutel