

Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0008908

Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper gegen Maus CD25 (IL-2R α) für Durchflusszytometrie. Validiert an Maus. Zielt auf Interleukin-2-Rezeptor-Untereinheit Alpha, einen Schlüsselregulator der Treg-vermittelten Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3559
GenID	16184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-236 von Maus CD25 entspricht. (NP_032393.3).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	30KDa
Versand	Eisbeutel