

Kaninchen-Anti-Maus-Cd25-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0011348

Einführung

Hochwertiger, mit ABflo 450 konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-CD25-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD25 der Maus (IL-2-Rezeptor-alpha) und ermöglicht die Identifizierung von Tregs sowie die Erforschung der Immuntoleranz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD25-mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3559
GeneID	16184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-236 von CD25 der Maus (NP_032393.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku