

Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0007847

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD25 (IL2RA) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Nützlich für die Identifizierung von Tregs und IL-2-Rezeptor-Studien. Spezifisch für Maus, 30 kDa. - P01590

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3559
GenID	16184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-236 von Maus CD25 (NP_032393.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel