

Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper (Il2Ra, P55) Für Durchflusszytometrie - P01590

Artikelnummer: CM0012578

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD25 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf Maus IL2RA/p55 (UniProt P01590, 30 kDa). Ideal für Treg- und Immuntoleranz-Durchflusszytometrie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; Il2r; Ly-43
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3559
Gen-ID	16184
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) entspricht
Qu Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel