


Kaninchen Anti-Maus Cd252 (Ox40 Ligand) Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P43488

Artikelnummer: CM0009979



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für Maus CD252 (OX40 Ligand). Validiert für IF/ICC und FC. Ko-stimuliert die T-Zell-Proliferation und Zytokinproduktion. ~22 kDa Membranprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD252 (OX40 Ligand) mAk
Bemerkungen/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7292
Gen-ID	22164
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 51-198 von Maus CD252 (OX40 Ligand) (NP_033478.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
K>Cross-Reaktivität	Maus
SWISS	P43488
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel