


Kaninchen Anti-Maus Cd252 (Ox40-Ligand) Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P43488

Artikelnummer: CM0005110



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD252 (OX40-Ligand), validiert für IF/ICC und FC. Rekombinantes Immunogen (aa 51-198) gewährleistet Spezifität. Ideal für die Erforschung der T-Zell-Kostimulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD252 (OX40 Ligand) mAb
Bemerkungen/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	7292
Gen-ID	22164
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P43488
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche