

Kaninchen Anti-Maus Cd262/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qzm4

Artikelnummer: CM0010289

Einführung

Hochwertiger -konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für Maus CD262/TRAILR2 (Todesrezeptor 5). Validiert für Durchflusszytometrie zur Untersuchung von Apoptose, TRAIL-Signalisierung und ER-Stress in Herz-, Lungen- und Nierengeweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD262/TRAILR2 mAk
Bemerkungen/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	8795
Gen-ID	21933
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 53-170 von Maus CD262/TRAILR2 (NP_064671.2) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QZM4
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel