

Kaninchen Anti-Maus Cd262/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qzm4

Artikelnummer: CM0008404

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus CD262/TRAILR2 (Todesrezeptor 5, MK). Validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt ein 42 kDa Protein, reagiert mit Maus. Ideal für Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD262/TRAILR2 mAk
Bemerkungen/Alias	MK; DR5; Ly98; KILLER; TRICKB; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8795
GenID	21933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 53-170 von Maus CD262/TRAILR2 (NP_064671.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QZM4
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel