

Kaninchen Anti-Maus Cd262/Trailr2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9Qzm4

Artikelnummer: CM0005340

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD262/TRAILR2 (DR5), einen Todesrezeptor, der nach TRAIL-Bindung Apoptose vermittelt. Entwickelt für den Nachweis in Mausproben mittels Durchflusszytometrie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD262/TRAILR2 mAb
Bemerkungen/Alias	MK, DR5, Ly98, KILLER, TRICKB, TRAILR2, TRICK2A, TRICK2B
Spezies	Maus
GeneID (Human)	8795
GeneID	21933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 53-170 von Maus CD262/TRAILR2 (NP_064671.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QZM4
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eistasche