

Kaninchen Anti-Maus Cd267/Taci Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Et35

Artikelnummer: CM0012212

Einführung

-konjugierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD267/TACI (SWISS: Q9ET35) gerichtet ist, für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Studien zur B- und T-Zell-Funktion und Forschung zur humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD267/TACI mAk
Bemerkungen/Alias	Taci; 1200009E08Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	23495
Gen-ID	57916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 5-129 von Maus CD267/TACI (NP_067324.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET35
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel