

Kaninchen-Anti-Maus-Cd267/Taci-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Et35

Artikelnummer: CM0011377

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD267/TACI (TNFRSF13B). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Reagiert mit Maus. Geeignet für Studien zur B-Zell- und T-Zell-Funktion, zur Erforschung der humoralen Immunität sowie für diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD267/TACI-mAk
Bemerkungen/Alias	Taci; 1200009E08Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	23495
Gen-ID (Maus)	57916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 5-129 von Maus-CD267/TACI (NP_067324.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET35
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku