

Abflo 647 Kaninchen Anti-Maus Cd267/Taci Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Et35

Artikelnummer: CM0012452

Einführung

ABflo 647-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD267/TACI, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf einen Rezeptor ab, der an der B- und T-Zell-Immunität und humoralen Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD267/TACI mAb
Bemerkungen/Alias	Taci; 1200009E08Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	23495
Gen-ID	57916
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET35
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel