

Kaninchen-Anti-Maus-Cd268/Baff-R-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q9D8D0

Artikelnummer: CM0010082

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD268/BAFF-R der Maus für die Durchflusszytometrie (FC). Für die Reaktivität mit Maus validiert, Zielprotein ist der 19-kDa-B-Zell-Rezeptor. Ideal für die Erforschung der B-Zell-Entwicklung und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Maus-CD268/BAFF-R-mAk
Bemerkungen/Alias	Bcmd; Baffr; Bcmd1; BAFF-R; Bcmd-1; Lvis22; 2010006P15Rik
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	115650
Gen-ID	72049
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 10-71 des Maus-CD268/BAFF-R (NP_082351.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D8D0
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku