

Kaninchen Anti-Maus Cd270/Hvem Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q80Wm9

Artikelnummer: CM0008893



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, spezifisch für Maus CD270/HVEM. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), ermöglicht den Nachweis dieses Immuncheckpoint-Rezeptors in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD270/HVEM mAb
Bemerkungen/Alias	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
Spezies	Maus
GeneID (Human)	8764
GeneID	230979
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-207 von Maus CD270/HVEM (NP_849262.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q80WM9
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel