

Kaninchen Anti-Maus Cd272/Btla Mab Für Durchflusszytometrie - Q7Tsa3

Artikelnummer: CM0005888



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für Maus CD272/BTLA, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der Funktion inhibitorischer Rezeptoren und der Immunregulation in T- und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD272/BTLA mAb
Bemerkungen/Alias	A630002H24
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	151888
Gen-ID	208154
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-176 von Maus CD272/BTLA (NP_001032808.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q7TSA3
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel