


Kaninchen Anti-Maus Cd274/Pd-L1 Mak Für Durchflusszytometrie - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0012507



Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD274/PD-L1 monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt PD-L1 (B7-H1, Q9EP73) auf Mauszellen. Ideal für Studien der Immunonkologie. Geliefert von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD274/PD-L1 mAk
Bemerkungen/Alias	B7h1; PdL1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	29126
Gen-ID	60533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-235 von Maus CD274/PD-L1 (NP_068693.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9EP73
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel