


Kaninchen Anti-Maus Cd274/Pd-L1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0010193



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD274/PD-L1 gerichtet ist, für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus-Proben; 32 kDa. Ideal zur Untersuchung von Immun-Checkpoint-Wegen und der Anti-Tumor-Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD274/PD-L1 mAk
Bemerkungen/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	29126
GenID	60533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-235 von Maus-CD274/PD-L1 (NP_068693.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9EP73
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel