


## Kaninchen Anti-Maus Cd274/Pd-L1 Monoklonaler Antikörper ( ) Für Die Durchflusszytometrie - Q9Ep73

Artikelnummer: CM0008928



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD274/PD-L1, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zu Immun-Checkpoints und Forschung in der Tumorummunologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                         |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD274/PD-L1 mAb          |
| Bemerkungen/Alias | B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik |
| Spezies           | Maus                                         |
| GeneID (human)    | 29126                                        |
| GeneID            | 60533                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                        |
| Herkunft          | Kaninchen                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                       |
| Anwendung         | FC                                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                         |
| SWISS             | Q9EP73                                       |
| Proteingewicht    | 32kDa                                        |
| Versand           | Eistasche                                    |