

Kaninchen Anti-Maus Cd28 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P31041

Artikelnummer: CM0009685



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD28, konjugiert mit . Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur T-Zell-Aktivierung und Immunhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD28 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd28
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	940
Gen-ID	12487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-149 von Maus CD28 (NP_031668.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31041
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel