

Kaninchen Anti-Maus Cd28 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P31041

Artikelnummer: CM0012097



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD28 für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus-CD28, erkennt ein 25 kDa Protein. Geeignet für die T-Zell-Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD28 mAb
Bemerkungen/Alias	Cd28
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	940
Gen-ID	12487
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-149 von Maus-CD28 (NP_031668.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31041
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel