

Kaninchen Anti-Maus Cd301 (Mgl1/2) Monoklonaler Antikörper Für Fc - P49300 / Q8Jzn1

Artikelnummer: CM0010921

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD301 (MGL1/2), geeignet für Durchflusszytometrie. Erkennt Clec10a/Clec10b, wichtige Makrophagen-Lektine in Immunität und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD301 (MGL1/2) mAb
Bemerkungen/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	10462/54551
Gen-ID	17312/216864
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 57-304 von Maus CD301a (NP_034926.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49300/Q8JZN1
Proteingewicht	34kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel