

Kaninchen Anti-Maus Cd301 (Mgl1/2) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P49300 / Q8Jzn1

Artikelnummer: CM0011628

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD301 (MGL1/2).
Spezifisch für die Durchflusszytometrie, reagiert mit Mausproben. Erkennt Makrophagen-Galactose-Typ Lektine, nützlich für Immunologie- und Infektionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD301 (MGL1/2) mAb
Bemerkungen/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10462/54551
GenID	17312/216864
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 57-304 von Maus CD301a (NP_034926.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49300/Q8JZN1
Proteingewicht	34kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel