

Kaninchen Anti-Maus Cd301 (Mgl1/2) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P49300 / Q8Jzn1

Artikelnummer: CM0010078

Einführung

-konjugierter kaninchen anti-maus CD301 (MGL1/2) monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-CD301a und CD301b, Galaktose/N-Acetylgalaktosamin-spezifische Lektine auf aktivierten Makrophagen, beteiligt an Immunreaktionen. Validiert in Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD301 (MGL1/2) mAk
Bemerkungen/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	10462/54551
GenID	17312/216864
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 57-304 von Maus-CD301a (NP_034926.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P49300/Q8JZN1
Proteingewicht	34kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel