


Kaninchen Anti-Maus Cd304/Neuropilin-1 Mab Für Fc - P97333

Artikelnummer: CM0006045



Einführung

Kaninchen anti-Maus CD304/Neuropilin-1 mAb für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Neuropilin-1 der Maus (SWISS P97333), einen Rezeptor bei der Angiogenese und neuronalen Entwicklung. Ideal für kardiovaskuläre und neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD304/Neuropilin-1 mAb
Bemerkungen/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8829
GenID	18186
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-856 von Maus-CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P97333
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel