


Kaninchen Anti-Maus Cd317/Bst2 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q8R2Q8

Artikelnummer: CM0004805



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Maus CD317/BST2 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt den IFN-induzierten antiviralen Restriktionsfaktor BST2, der auf plasmazytoiden dendritischen Zellen exprimiert wird, um die angeborene Immunität zu untersuchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	684
Gen-ID	69550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-152 von Maus CD317/BST2 (NP_932763.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (FC)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Q8
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel