


Kaninchen Anti-Maus Cd317/Bst2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8R2Q8

Artikelnummer: CM0010536



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD317/BST2 (GREG, HM1.24), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 19 kDa großes Knochenmarkstroma-Antigen, das an der antiviralen Restriktion beteiligt ist. Geeignet für Forschung in Immunologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD317/BST2 mAk
Bemerkungen/Aliase	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	684
GeneID	69550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 55-152 von Maus-CD317/BST2 (NP_932763.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8R2Q8
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eispackung