

## Kaninchen Anti-Maus Cd34 Mab - Q64314

Artikelnummer: CM0010351

### Einführung

Kaninchen anti-Maus CD34 monoklonaler Antikörper für IF/ICC und FC. Zielantigen ist das hämatopoetische Progenitorzell-Antigen CD34 (Q64314). Ideal für die Maus-Stammzellforschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus CD34 mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1                                                                                        |
| Spezies           | Maus                                                                                                                   |
| GeneID (human)    | 947                                                                                                                    |
| GeneID            | 12490                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-287 von Maus-CD34 (NP_598415.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                 |
| Anwendung         | IF/ICC, FC                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                   |
| SWISS             | Q64314                                                                                                                 |
| Proteingewicht    | 35kDa/41kDa                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                              |