

Kaninchen Anti-Maus Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q64314

Artikelnummer: CM0004836

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD34 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-CD34 (41 kDa), das an der Adhäsion hämatopoetischer Progenitorzellen und der Stammzellbindung beteiligt ist. Geeignet für Maus-Durchflusszytometrie-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD34 mAk
Bemerkungen/Alias	CD34;CD34-Molekül;GIG3;MORT1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	947
GenID	12490
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-287 von Maus-CD34 (NP_598415.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eispackung