

Kaninchen Anti-Maus Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q64314

Artikelnummer: CM0009441

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD34, konjugiert mit für Durchflusszytometrie. Ziel ist das hämatopoetische Vorläuferzell-Antigen CD34, ein Schlüsselmarker in der Stammzell- und Hämatopoese-Forschung. Geeignet für Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD34 mAk
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	947
Gen-ID	12490
Immunogen	Rekombinantes Protein (aa 35-287 von Maus CD34, NP_598415.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel