

Kaninchen Anti-Maus Cd352/Slamf6 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Et39

Artikelnummer: CM0009119

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD352/SLAMF6 für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Immunzellmodulation, NK-Zellaktivierung und T-Zelldifferenzierung in der Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD352/SLAMF6 mAb
Bemerkungen/Aliase	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	114836
GenID (Maus)	30925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-235 von Maus CD352/SLAMF6 (NP_001334115.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9ET39
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel