

Kaninchen-Anti-Maus-Cd366-(Tim-3)-Mak Für Die Durchflusszytometrie - Q8Vim0

Artikelnummer: CM0010198



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen murines TIM-3 (CD366) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Maus, keine Kreuzreaktivität. Geeignet zur Untersuchung der Regulation von Immun-Checkpoints in Th1- und CD8+-T-Zellen, NK-Zellen und Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-CD366-(TIM-3)-mAk
Bemerkungen/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	84868
GeneID	171285
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8VIM0
Proteingewicht	22 kDa/31 kDa
Versand	Kühlakku