

Kaninchen Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P56528

Artikelnummer: CM0005263



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD38, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der Rolle von CD38 bei der Lymphozytensignalisierung, -aktivierung und -migration in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	952
GenID	12494
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-304 von Maus-CD38 entspricht (NP_031672.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel