

Kaninchen Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P56528

Artikelnummer: CM0012570



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD38. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-CD38, ein multifunktionelles transmembranes Glykoprotein, das an der Calcium-Mobilisierung, Signaltransduktion und Lymphozytenaktivierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	952
GenID	12494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 45-304 von Maus-CD38 (NP_031672.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel