

Kaninchen Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P56528

Artikelnummer: CM0007922



Einführung

-konjugierter Kaninchen Anti-Maus CD38 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD38, ein multifunktionales transmembranes Glykoprotein, das an Kalziummobilisierung, Lymphozytenaktivierung und rezeptorvermittelte Signalübertragung beteiligt ist. Geeignet für Studien zur Immunzellprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
GenelD (menschlich)	952
GenelD	12494
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 45-304 von Maus CD38 (NP_031672.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel