

Kaninchen Anti-Maus Cd4 Mak - P06332

Artikelnummer: CM0011299

Einführung

Kaninchen anti-Maus CD4 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt Maus-CD4 (L3T4), einen T-Helferzellen-Oberflächenmarker. Geeignet für Immunphänotypisierung und T-Zell-Forschung in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 27-394 von Maus-CD4 (NP_038516.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel