

Kaninchen Anti-Maus Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06332

Artikelnummer: CM0008495

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD4 (L3T4, Ly-4). Validiert für Durchflusszytometrie (FC) an Mausproben. Geeignet für die Analyse von Helfer-T-Zellen und Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-394 von Maus CD4 (NP_038516.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eispackung